

Alkacide®

DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL
NO REQUIERE ACTIVADOR NI TIRILLAS DE VERIFICACIÓN

Desinfección de alto nivel de dispositivos médicos invasivos y no invasivos, material quirúrgico, médico y dental, equipos biomédicos que puedan ser desinfectados mediante inmersión, material de endoscopia, materiales y equipos termosensibles. Utilizado en lavado manual y automático.

BENEFICIOS

- Inicio de acción inmediato, efecto bactericida, virucida, fungicida, tuberculicida, esporicida y actividad contra priones en 15 minutos.
- Alkacide® cuenta con un indicador de color que le informará cuando la solución deba ser renovada.
- Rendimiento total de 50 Litros.

COMPOSICIÓN

Alkacide® concentrado contiene: Glutaraldehído potencializado (Glutaraldehído + tensoactivo catiónico).

Alkacide® una vez diluido al 2% en la solución lista para usar, contiene sólo 0,17% de glutaraldehído.

REGISTRO SANITARIO INVIMA No. 2017DM-0016110.

PRECAUCIONES GENERALES

1. Los recipientes que contengan la solución de Alkacide® lista para usar, deberán mantenerse cubiertos para evitar derrames y contaminaciones.
2. Consulte la hoja de seguridad en www.alkamedica.com

SEGURIDAD DEL PRODUCTO PREPARADO

-  No tóxico. No irritante.
-  No corrosivo. No mancha.
-  Utilizar elementos de protección personal.
-  Uso hospitalario.

-  Producto amigable con el ambiente. Producto biodegradable.



PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco de 80 mL.
Frasco de 1L con dosificador integrado.

INSTRUCCIONES DE USO Ver al respaldo.

Alkzyme® + Alkacide® = Garantiza la mejor solución en limpieza y desinfección.