

INCUBADORA

gke Steri-Record® Incubadora

La incubadora está disponible en cuatro versiones con diferentes temperaturas. La temperatura de incubación es visible en la pantalla. Las incubadoras están disponibles con un bloque de aluminio para incubar SCBI o, alternativamente, sin bloque de aluminio. En este caso, un bloque de aluminio para diferentes aplicaciones.

El enchufe cubre los requerimientos CE para la directiva de baja tensión.



Art. No.	Código Producto	Temperatura	Contenido
Incubadoras con bloque de aluminio para SCBIs			
610-119	I-37-AB-MBP	37	Para incubar indicadores biológicos con <i>B. atrophaeus</i>
610-120	I-57-AB-MBP	57	Para incubar indicadores biológicos con <i>G. stearothermophilus</i>
610-121	I-V-AB-MBP	30 - 60	Con selección de temperatura variable
610-122	I-V-T-AB-MBP		Con selección de temperatura variable y programa de tiempo de incubación
Incubadoras sin bloque de aluminio			
610-109	I-37	37	Para incubar indicadores biológicos con <i>B. atrophaeus</i>
610-110	I-57	57	Para incubar indicadores biológicos con <i>G. stearothermophilus</i>
610-111	I-V	30 - 60	Con selección de temperatura variable
610-112	I-V-T		Con selección de temperatura variable y programa de tiempo de incubación

Bloque de aluminio para insertar SCBIs, Ampollas-Stearo o tubos de medio de cultivo (12 unids cada una).

Art. No.	Código Producto	Diámetro	Contenido
610-113	I-AB-MBP	10 mm	Para todos los gke Steri-Record® Mini-Bio-Plus SCBIs
610-114	I-AB-AMP	11 mm	Para todas las ampollas- Stearo gke Steri-Record®
610-115	I-AB-CM	14,5 mm	Para todos tubos de medios de cultivo gke Steri-Record® growth medium tubes

