

MEDIOS DE CULTIVOS

gke Steri-Record® Medios de cultivos en los tubos de test

Tubos de test con CASO-Boullion (TSB), diámetro: 16.1 mm, con indicador de pH y tapón plástico de rosca. Los tubos de ensayo han optimizado dimensiones y volumen para adaptarse a todo tipo de tiras de esporas. Si los gérmenes están creciendo, el indicador de pH cambia su color y permite una rápida evaluación de los resultados.

Art. No.	Cantidad	Código Producto	Procesos	Germen
223-010	10	B-S-V-CM	Vapor, Peróxido de hidrógeno	<i>G. stearo-thermophilus</i>
223-100	100			
221-010	10	B-E-H-CM	Óxido de etileno, Calor seco	<i>B. atrophaeus</i>
221-100	100			



NOTA: PRODUCTO OFERTADO ÚNICAMENTE POR PEDIDO.