

## Indicadores químicos para el control de procesos de esterilización

### Dispositivo de control de proceso (PCD)

Para monitorizar la eficiencia del gas EO en cada lote. La tira indicadora se coloca en el PCD. El dispositivo de ensayo se esteriliza junto con la carga. Un PCD similar está también disponible para ser utilizado con los indicadores biológicos auto-contenidos (SCBI), vea el catálogo especial de indicadores biológicos.



Art. Nº.	Código Producto	Cantidad	Contenido
200-028	C-E-PM-HPCD	1	Hélix-PCD de acero inoxidable

### Tiras indicadoras para procesos de esterilización con Óxido de Etileno

Para ser utilizado en todos los dispositivos de desafío de proceso BMS/PMS de *gke*.



Antes de la esterilización



Después de una correcta esterilización

Art. Nº.	Código Producto	Cantidad	Contenido
212-202	C-E-PM	250	Tiras indicadoras