

# Septalkan®

## DETERGENTE DESINFECTANTE

### DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS



Indicado para la limpieza y desinfección de alto nivel en Equipos biomédicos y superficies de dispositivos médicos invasivos y no invasivos, materiales médicos y dentales que no pueden ser esterilizados o desinfectados por inmersión o métodos tradicionales, limpia y desinfecta en un solo paso, producto listo para usar por aspersión en Spray.

#### BENEFICIOS

- Inicio de acción inmediato, efecto bactericida, virucida, fungicida y esporicida en 5 minutos.
- Activo sobre las esporas de *Bacillus subtilis* y *Clostridium difficile*.
- No contiene alcohol, por lo que no es corrosivo con el elemento a tratar, no se evapora rápidamente y no genera vapores.
- **Septalkan® Spray** contiene agentes de limpieza altamente efectivos que funcionan en conjunto con las propiedades de la desinfección de alto nivel, por lo que elimina los microorganismos y reduce el riesgo de contaminaciones cruzadas sin ocasionar daños en los materiales y los equipos.
- Rendimiento total de 1.000 aplicaciones.

#### COMPOSICIÓN

Cloruro de didecildimetilamonio.

Cloruro de alquilbencildimetilamonio (Amonios cuaternarios de cuarta y quinta generación).






Sin perfume. pH neutro.

REGISTRO SANITARIO INVIMA No. 2015DM-0014095.

#### PRECAUCIONES GENERALES

1. Utilice los productos para la limpieza y la desinfección con precaución.
2. Consulte la hoja de seguridad en [www.alkamedica.com](http://www.alkamedica.com)

#### SEGURIDAD DEL PRODUCTO

-  No tóxico. No irritante. No sensibilizante. No contiene sustancias alergénicas.
-  No corrosivo. No mancha. Sin EDTA y sin NTA.
-  Utilizar elementos de protección personal.
-  Uso hospitalario.
-  Producto amigable con el ambiente. Producto biodegradable.

#### PRESENTACIÓN COMERCIAL

Presentación en frasco de 750 mL con aspersor.

INSTRUCCIONES DE USO Ver al respaldo.