

SAUSPENSIÓN Y AMPOLLAS

Stearo-Ampollas de gke Steri-Record®

Para supervisar el vapor húmedo extremo o los procesos líquidos de esterilización. Las ampollas están disponibles en dos tamaños diferentes. Las ampollas contienen 1.5 ml o 0.25 ml de suspensión de *Geob. Stearothermophilus* en un medio de cultivo y un indicador de pH, disponibles en poblaciones de 10^5 y 10^6 , según EN ISO 11138-1 + 3, EP e USP.

Art.-No.	Cantidad	Código Producto	Población [CFU/amp.]	Diámetro/ Peso
225-550	50	B-S-AMP-10-5	10^5	11 / 45 mm (1,5 ml)
225-650		B-S-AMP-10-6	10^6	
235-510	100	B-S-MAMP-10-5	10^5	5 / 25 mm (0,25 ml)
235-610		B-S-MAMP-10-6	10^6	

