



CATALOGO

Cepillos para Limpieza
Externa, Limpieza de
Instrumental y Endoscopios



4540065



<https://casametrologica.com>



Calle 52A #28-65 Ofi 103

CEPILLOS PARA LIMPIEZA EXTERNA REUSABLES




REFERENCIA	RIGIDEZ	FRECUENCIA DE RENOVACION (ESTIMADA)	COLOR	APLICACION
510C	Cerdas cortas y Rígidas	2 MESES	AZUL	Muy Intensa
510	Cerdas Rígidas	3 MESES	VERDE	Intensa
520	Cerdas de Rigidez Media	3 MESES	AMARILLO	Ordinaria
530	Cerdas Suaves	2 MESES	BLANCO	Delicada

Procedimiento de Desinfección:

- Descontaminar y enjuagar después de cada uso.
- Número de ciclos de esterilización: Máximo 200.
- Para lavar en lavadora termodesinfectora colocar en un contenedor.
- Esterilizar los cepillos en concordancia con procedimientos de ciclos normales de esterilización (134°C hasta 18 min).

CEPILLO ORTOPEDICO



REFERENCIA	RIGIDEZ	FRECUENCIA DE RENOVACION (ESTIMADA)	COLOR
550	Cerdas Rigidas	2 MESES	BLANCO



Procedimiento de Desinfección:

- Descontaminar y enjuagar después de cada uso.
- Número de ciclos de esterilización: Máximo 200.
- Para lavar en lavadora termodesinfectora colocar en un contenedor.
- Esterilizar los cepillos en concordancia con procedimientos de ciclos normales de esterilización (134°C hasta 18 min).

CEPILLO DE PRECISION




REFERENCIA	RIGIDEZ	FRECUENCIA DE RENOVACION (ESTIMADA)	COLOR
570	Cerdas Rígidas	1 MES	NEGRO

Procedimiento de Desinfección:

- Descontaminar y enjuagar después de cada uso.
- Número de ciclos de esterilización: Máximo 200.
- Para lavar en lavadora termodesinfectora colocar en un contenedor.
- Esterilizar los cepillos en concordancia con procedimientos de ciclos normales de esterilización (134°C hasta 18 min).



CEPILLOS PARA LIMPIEZA INTERNA DE UNICO USO




REFERENCIA	DIAMETRO	LONGITUD
100-1015	1.0 mm - 1.5 mm	100cm
200-1824	1.8 mm - 2.4 mm	200 cm
300-1824	1.8 mm - 2.4 mm	300 cm
030-2632	2.6 mm - 3.2 mm	30 cm

Cepillos unitarios para canales de trabajo para broncoscopios, histeroscopios y cistoscopios, gastroscopios. Todos nuestros cepillos cuentan con un eje extremadamente flexible que proporciona el máximo control y maniobrabilidad al usuario.

Codigo de colores para los cepillos sencillos

Diametro 1.0 mm - 1.5 mm	Diametro 1.8 mm - 2.4 mm	Diametro 2.6 mm - 3.2 mm	Diametro 3.7 mm - 5 mm
AZUL	BLANCO	NARANJA	ROJO

CEPILLOS PARA LIMPIEZA INTERNA DE UNICO USO




REFERENCIA	DIAMETRO	LONGITUD	COLOR	CEPILLO
2003748ND	2.8 mm - 5 mm	200 cm	ROJO	CEPILLO POR LOS DOS LADOS
3003748DB	2.8 mm - 5 mm	300 cm	ROJO	CEPILLO POR LOS DOS LADOS
200-3748DB	2.8 mm - 5 mm	200 cm	VINO TINTO	DOBLE PUNTA

- Cepillos unitarios para canales de trabajo para broncoscopios, histeroscopios y cistoscopios, gastroscopios.
- Todos nuestros cepillos cuentan con un eje extremadamente flexible que proporciona el máximo control y maniobrabilidad al usuario.

CEPILLOS G-FLEX



- La gama G-Flex esta compuesta por una varilla irrompible de 25, 50 y 75 cm con los cabezales de los cepillos renovables. es adecuado para endoscopios rigidos, canulas y resectores.
- No rayan el acero inoxidable.




Se recomienda reemplazar la varilla del cepillo cada 2 años.

REFERENCIA	DIAMETRO	LONGITUD	CODIGO RECAMBIO CEPILLO	PERIODO MAXIMO DE USO DEL CEPILLO
610-50SP	3 mm - 4 mm	50 cm	610-00	2 MESES
620-50SP	4 mm - 5 mm	50 cm	620-00	2 MESES
635-50SP	6 mm - 8 mm	50 cm	635-00	3 MESES
655-50SP	10 mm - 13 mm	50 cm	655-00	3 MESES



CEPILLO BI PARA ACCESORIOS EXTRAIBLES



REFERENCIA	DIAMETRO DE LA PARTE GRANDE DEL CEPILLO	DIAMETRO DE LA PARTE PEQUEÑA DEL CEPILLO
SULV08	5 mm - 7 mm	3 mm - 5 mm
SULV11	8 mm - 10 mm	3 mm a 5 mm



Cepillo unitario para válvulas,
pistones y conexiones

