

## Cinta de embalaje y cinta de autoclave

La cinta de embalaje sin indicador, así como la cinta autoclave con indicador de proceso están disponibles en rollo de 50 m de longitud y 19 mm de ancho y se utilizan para sellar los envases. Si se utiliza cinta de embalaje sin indicador, debe utilizarse una etiqueta de documentación en cada paquete (véase 6.2.) que puede marcarse con las iniciales de la persona responsable, el número de lote, la fecha de producción y la fecha de caducidad. La combinación de cinta adhesiva y etiquetas es económica y no es necesario el etiquetado manual.



Art. N°.	Código Producto	Cantidad	Contenido
211-352	C-S-L-1-AT	48	Con indicador