

Etiquetas doblemente-adhesivas de 3 líneas con propiedad de adhesión avanzada

Las etiquetas consisten en 3 capas de material y pueden adherirse directamente en los paquetes o sobre otras etiquetas, p.ej. etiquetas de contenedores. Antes de que se abra el envase en el quirófano, la doble etiqueta autoadhesiva puede despegarse y adherirse a la hoja de documentación del paciente. Todos los indicadores son testados según EN ISO 11140-1 tipo 1 y vienen con una declaración de conformidad.

Con indicador para procesos de esterilización por vapor



Art. N°.	Código Producto	Color	Cantidad
240-871	C-S-L-1-DA-G	verde	12